

## NeoDrys® (Absorbant salivaire) Notice d'utilisation

### ATTENTION :

Produit délivré uniquement sur prescription médicale. Ces instructions, totales ou partielles, ne remplacent en aucun cas une formation spécialisée. Il est OBLIGATOIRE de suivre une formation professionnelle appropriée avant d'utiliser ce dispositif en pratique clinique. Les absorbants salivaires sont destinés à être utilisés par des dentistes qualifiés dans des cliniques dentaires, des hôpitaux, des laboratoires ou des écoles dans le cadre d'applications dentaires.

### DESCRIPTION :

Les produits NeoDry sont fabriqués dans deux tailles, une grande et une petite. Les NeoDrys sont fabriqués avec deux types d'envers, un réfléchissant, autrement dit un envers avec film métallisé et un original, c'est-à-dire un envers blanc. Les NeoDrys sont utilisés pour absorber la salive produite par la glande parotide. Ils disposent d'une barrière semi-perméable pour retenir la salive grâce à des particules super absorbantes et la stocker à l'intérieur des NeoDrys. À l'intérieur des NeoDrys se trouve un durcisseur permettant de repousser les joues lorsque le produit se dilate sous l'effet de la salive.

### REMARQUES

Les NeoDrys sont indiqués pour les professionnels réalisant des soins dentaires. Les NeoDrys sont destinés à absorber, pendant 15 minutes, l'humidité produite par la glande parotide. Lorsqu'il est en contact avec la salive, le polymère super absorbant piège l'humidité sous forme de gel. Le durcisseur interne des NeoDrys repousse la joue pour faciliter les interventions loin dans la cavité buccale. Les envers des NeoDrys éclaircissent la cavité buccale durant les interventions et le maillage en plastique de qualité médicale adhère délicatement au tissu pour rester en place mais s'enlève facilement par une vaporisation d'eau.

### CONTRE-INDICATIONS

L'utilisation des NeoDrys de Microcopy est contre-indiquée chez tout patient allergique à l'un des composants du produit.

### PRÉCAUTIONS CLINIQUES ET AVERTISSEMENTS :

- Les NeoDrys Microcopy sont réservés à un usage sur patient unique.
- Ne **PAS** utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé. Jeter tout NeoDry endommagé.
- Ne **PAS** utiliser si le produit est endommagé.
- Pour retirer le produit sans irriter les tissus, supprimez l'adhérence en vaporisant abondamment de l'eau sur le côté des NeoDrys adhérent à la bouche.
- Non-toxique en cas d'ingestion. Si le produit éclate, retirez-en le plus possible de la bouche. Rincez abondamment et soigneusement la bouche. Si des symptômes indésirables apparaissent, consultez un médecin.
- Conservez toujours les numéros de lot des NeoDrys pour garantir leur traçabilité.


Le non respect de la notice d'utilisation peut avoir les conséquences suivantes : réaction allergique, fuite du produit, retard dans les interventions, irritation et inconfort légers et contamination croisée.

### UTILISATION CLINIQUE :

Choisissez la taille de NeoDryx qui recouvre convenablement la muqueuse buccale.

#### Étape n°1

- Introduisez le NeoDrys comme illustré avec le côté coloré contre la joue.



### Étape n°2

- Orientez le NeoDrys vers l'arrière de la bouche comme illustré. En quelques secondes, le NeoDrys commencera à adhérer au tissu et restera en place.



### Étape n°3

- Les NeoDrys sont utilisés pour absorber, pendant 15 minutes, l'humidité produite par la glande parotide.



### Étape n°4

- **Important** : Pour retirer le produit sans irriter les tissus, supprimez l'adhérence en vaporisant abondamment de l'eau sur le côté du NeoDrys adhérent à la bouche.



### STOCKAGE

- Les NeoDrys de Microcopy doivent être stockés dans un contenant fermé et sec.
- De mauvaises conditions de stockage réduiront la durée de conservation du produit et peuvent en altérer le bon fonctionnement.

### ÉLIMINATION

- Les absorbants salivaires usagés doivent être jetés dans une poubelle pour déchets organiques.
- Les absorbants salivaires non utilisés peuvent être jetés dans une poubelle classique.

### DURÉE DE CONSERVATION DES PRODUITS

- La durée de conservation des produits est de quatre (4) ans, sauf s'ils sont endommagés.















### TRACABILITÉ

- Chaque emballage indique un **numéro de lot** LOT sur son étiquetage.
- Ce numéro doit être mentionné dans toute correspondance concernant le produit.

**AVERTISSEMENT** : En cas d'incident grave en lien avec l'appareil, celui-ci doit être signalé au fabricant et, s'il y a lieu, à l'autorité compétente de l'état membre où se trouve l'utilisateur et/ou le patient.

Pour toute demande de notice d'utilisation papier gratuite, contactez Microcopy à [sales@microcopydental.com](mailto:sales@microcopydental.com) ou au 800.235.1863. Le document vous sera envoyé sous sept (7) jours.

**SYMBOLES :**

	Fabricant	Désigne le fabricant du dispositif médical.		Ne pas réutiliser	Désigne un dispositif médical qui est destiné à un usage unique ou à un usage sur un patient unique lors d'une intervention unique.
	Code de lot	Désigne le code de lot du fabricant permettant au lot d'être identifié.		Consulter la notice d'utilisation	Indique à l'utilisateur la nécessité de consulter la notice d'utilisation.
	Marquage CE	Désigne la conformité technique européenne.		Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé	Désigne un dispositif médical qui ne doit pas être utilisé si l'emballage a été endommagé ou ouvert.
	Référence catalogue	Désigne la référence catalogue du fabricant permettant au dispositif médical d'être identifié.		Date de fabrication	Symbole de la date de fabrication.
	Dispositif médical	Indique que le dispositif est conçu pour et destiné à un usage médical.		Craint l'humidité	Désigne un dispositif médical devant être protégé de l'humidité.
	DISPOSITIF réservé à un usage professionnel	(réf US FDA CDRH) Désigne un dispositif devant être exclusivement utilisé par un professionnel qualifié.		Représentant européen agréé	Désigne le représentant autorisé dans la Communauté européenne.
	Importateur	Désigne l'entité important le dispositif médical dans le pays destinataire		Distributeur	Désigne l'entité distribuant le dispositif médical dans le pays destinataire

**COORDONNÉES :**


**Microcopy**  
 3120 Moon Station Rd. NW  
 Kennesaw, GA 30144, USA  
[sales@microcopydental.com](mailto:sales@microcopydental.com)  
 800.235.1863



**Obelis s.a.**  
 Bd. Général Wahis 53  
 1030 Bruxelles, Belgique  
[mail@obelis.net](mailto:mail@obelis.net)  
 + (32) 2. 732.59.54


**HISTORIQUE DES RÉVISIONS :**

MCD-NU-004 Rév : 5

Date de publication : 21Sep2021