

**NeoDrys®**  
**(Absorber śliny)**  
**Zalecenia dotyczące użytkowania**

**OSTROŻNIE:**

Tylko na zlecenie lekarza. Zalecenia niniejsze nie zastępują formalnego szkolenia, ani w całości, ani w części. Przed przystąpieniem do użytkowania klinicznego, ZDECYDOWANIE ZALECA SIĘ odbycie właściwego profesjonalnego szkolenia.


**OPIS:**

Produkty NeoDrys są wytwarzane w dwóch rozmiarach, małym i dużym. Produkty NeoDrys są wytwarzane z zastosowaniem dwóch rodzajów podłoży, typ Reflective z warstwą odbijającą, z podłożem wykonanym z metalizowanej folii oraz typ Original z podłożem w kolorze białym. Produkty NeoDrys są wykorzystywane do absorpcji śliny ze ślinianki przyusznej. Ich półprzepuszczalna bariera wchłania ślinę za pomocą superchłonnych cząsteczek i wiąże ją we wnętrzu absorbera NeoDrys. Wewnątrz absorbera śliny NeoDrys umieszczony jest rdzeń usztywniający, pomagający w wyciąganiu absorbera spod policzka, ponieważ produkt w miarę wchłaniania śliny, pęcznieje.

**WSKAZANIA**

Produkty NeoDrys są wykorzystywane do absorbowania przez czas do 15 minut płynu wytwarzanego przez śliniankę przyuszną. Superchłonny polimer wiąże wilgoć i w kontakcie ze śliną przekształca się w żel. W celu ułatwienia wykonywania zabiegów głęboko wewnątrz jamy ustnej, wyciągnięcie absorbera spod policzka umożliwi rdzeń usztywniający NeoDrys. Podłoża NeoDrys rozjaśniają wnętrze jamy ustnej podczas zabiegów, a siatka polipropylenowa w gatunku medycznym delikatnie przylega do tkanki, utrzymując na swoim miejscu. Jednocześnie można ją w łatwy sposób usunąć za pomocą natrysku wody.

**PRZECIWSKAZANIA DO STOSOWANIA**

Przeciwwskazaniem do stosowania absorberów NeoDrys produkcji firmy Microcopy jest alergia na jakikolwiek ze składników produktu u pacjenta. Nie używać ponownie. Produkty NeoDrys są jednorazowego użytku. 

**KLINICZNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ORAZ OSTRZEŻENIA**


- a) Wszelkie uszkodzone absorbery NeoDrys należy natychmiast utylizować.
- b) Absorbery NeoDrys firmy Microcopy są przeznaczone WYŁĄCZNIE DO UŻYCIA PRZEZ JEDNEGO PACJENTA, w warunkach zabiegu stomatologicznego.
- c) W celu usunięcia absorbera bez podrażnienia tkanek, przyleganie należy wyeliminować za pomocą skierowania obfitego natrysku wody na policzkową stronę absorbera NeoDrys.
- d) W przypadku połknięcia, produkt nie jest toksyczny. Jeżeli produkt pęknie, należy z jamy ustnej usunąć jak najwięcej jego resztek. Starannie wypłukać usta dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych, należy uzyskać konsultację lekarską.
- e) W celu zapewnienia identyfikowalności, należy zawsze śledzić numery serii absorberów NeoDrys.

**STOSOWANIE KLINICZNE:**

Należy dobrać taki absorber NeoDrys, który w odpowiedni sposób przykrywa błonę śluzową wnętrza policzka.


**Krok 1:**

- Wsunąć absorber NeoDrys stroną kolorową skierowaną w stronę policzka.




**Krok 2:**

- Absorber NeoDrys skierować w tylną część jamy ustnej, tak jak to przedstawiono na ilustracji. W ciągu kilku sekund absorber NeoDrys zacznie przylegać do tkanki i będzie pozostawać na swoim miejscu.



**Krok 3:**

- **Ważna informacja:** W celu usunięcia absorbera bez podrażnienia tkanek, przyleganie należy wyeliminować za pomocą skierowania obfitego natrysku wody na policzkową stronę absorbera NeoDrys.






**PRZECHOWYWANIE**










Absorbery NeoDrys produkcji firmy Microcopy powinny być przechowywane w suchym, ciemnym, pozbawionym pyłu środowisku. Dopuszczalny zakres temperaturowy przechowywania: 2 – 28°C (36 – 82°F). Nieprawidłowe warunki przechowywania skracają dopuszczalny okres składowania i mogą spowodować niewłaściwe działanie produktu. Data przydatności do użycia jest wydrukowana na etykiecie.

**IDENTYFIKOWALNOŚĆ**

Na etykiecie każdego opakowania wydrukowany jest **numer serii** . Numer ten musi zostać podany w treści każdej korespondencji dotyczącej produktu.

**SYMBOLE:**

	Producent	Symbol ten wskazuje producenta urządzenia medycznego.		Nie używać ponownie	Symbol ten wskazuje urządzenie medyczne, które jest przeznaczone do jednorazowego użytku u pojedynczego pacjenta w czasie pojedynczego zabiegu.
	Oznaczenie kodowe serii	Symbol ten wskazuje na stosowane przez producenta oznaczenie kodowe partii wyrobów w sposób pozwalający na zidentyfikowanie partii lub serii materiałowej.		Przed użyciem zapoznać się z instrukcją użytkownika	Symbol ten wskazuje konieczność zapoznania się użytkownika z instrukcją użytkownika.

	Oznaczenie CE	Symbol ten oznacza europejską zgodność techniczną.		Jeżeli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone, produktu używać nie wolno.	Symbol ten oznacza, że jeżeli opakowanie jest otwarte lub uszkodzone, urządzenie medyczne nie powinno być użytkowane.
	Numer katalogowy	Symbol ten wskazuje na stosowany przez producenta numer katalogowy, który pozwala na zidentyfikowanie urządzenia medycznego.		Data produkcji	Symbol ten wskazuje datę produkcji.
	Urządzenie medyczne	Symbol ten wskazuje, że urządzenie jest zaprojektowane i przeznaczone do użytku medycznego.		Chronić przed wilgocią	Symbol ten wskazuje, że urządzenie musi być chronione przed wilgocią.
	URZĄDZENIE służy wyłącznie do profesjonalnego użytku	(patrz: US FDA CDRH) Symbol ten wskazuje, że urządzenie musi być używane wyłącznie przez przeszkolonego specjalistę.		Autoryzowany przedstawiciel europejski	Wskazuje autoryzowanego przedstawiciela we Wspólnocie Europejskiej.
	Importer	Symbol ten wskazuje jednostkę importującą urządzenie medyczne na rynek lokalny			

## INFORMACJE KONTAKTOWE:



**Microcopy**  
 3120 Moon Station Rd. NW  
 Kennesaw, GA 30144, USA  
[sales@microcopydental.com](mailto:sales@microcopydental.com)  
 800.235.1863



**Obelis s.a.**  
 Bd. Général Wahis 53  
 B-1030 Brussels, Belgia  
[mail@obelis.net](mailto:mail@obelis.net)  
 + (32) 2. 732.59.54



## HISTORIA NOWELIZACJI:

MCD-IFU-004 now.: 4  
 Data wydania: 20 maja 2021